

# 8400STi 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 410型

ホースヒーター: 無し

## ◆10個入(ネブライザ無し)

名称 ディスポ呼吸回路410(Tバード/8400)10個	
商品コードNo. 077 01 010	リファレンスNo. 50421900
最小販売個数 10	
注 セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意	
別途必要となるパーツ	商品コードNo. 個数
カップリングフィルタ[CV・B-2・3]	022 01 003 1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042 1
エアウェイサーモメータ ディスポ	052 01 036 1
チャンバ 40個 MR210 <sup>(注1)</sup>	052 01 151 1
チャンバ 40個 MR290 <sup>(注1)</sup>	052 01 166 1
エルボコネクタ22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042 1
呼吸弁ダイヤフラム1個 [8400・VIP]	105 21 121 1
呼吸弁ボディ [8400・VELA]	105 23 110 1
フローセンサ(圧トリガ)8400 <sup>(注2)</sup>	105 23 130 1
フローセンサ(フロートリガ) [8400] <sup>(注2)</sup>	105 23 135 1

## ◆10個入(ネブライザ有り)

名称 ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400)10個 <sup>(注3)</sup>	
商品コードNo. 077 01 040	リファレンスNo. 50423500
最小販売個数 10	
注 左記ディスポ呼吸回路、410(Tバード/8400)10個に同じです	

(注1)(注2)いずれか1点を選んでください

(注3)ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付 8400 10個には、ネブライザキットディスポ10個が含まれます

