

# 8400STi 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: デュアルタイプ

## ◆10個入

名称	成人ディスポ回路デュアル(RT100)10個 730・850	
商品コードNo.	052 01 300	リファレンスNo. RT100
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
<b>ご注意</b>		
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 <sup>(注1)</sup>	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 <sup>(注1)</sup>	035 20 060	1
チャンバ 40個 MR210 <sup>(注2)</sup>	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 <sup>(注2)</sup>	052 01 166	1
温度プローブ(ライトアングル)1.5m回路用[F&P5・6・700]	052 01 235	1
ヒータワイヤ アダプタ デュアル(RTシリーズ用) 730	052 01 279	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼吸弁ダイヤフラム 1個[8400・VIP]	105 21 121	1
呼吸弁ボディ [8400・VELA]	105 23 110	1
フローセンサ(圧トリガ)8400 <sup>(注3)</sup>	105 23 130	1
フローセンサ(フロートリガ) [8400] <sup>(注3)</sup>	105 23 135	1

## ◆1個入

名称	成人ディスポ回路デュアル(RT100)1個 730・850	
商品コードNo.	052 01 310	リファレンスNo. RT100(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1)(注2)(注3)いずれか1点を選んでください

