

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: デュアルタイプ

◆10個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路デュアルMR290付(RT200)10個 730-850	
商品コードNo.	052 01 304	リファレンスNo. RT200
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
<b>ご注意</b>		
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 <sup>(注1)</sup>	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 <sup>(注1)</sup>	035 20 060	1
チャンバ 40個 MR210	052 01 151	1
温度/フロープローブ ディスポ回路用 MR850	052 01 234	1
ヒータワイヤ アダプタ デュアル(RTシリーズ用) 850	052 01 281	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイヤフラム 1個[8400・VIP]	105 21 121	1
呼気弁ボディ [8400・VELA]	105 23 110	1
フローセンサ(圧トリガ)8400 <sup>(注2)</sup>	105 23 130	1
フローセンサ(フロートリガ) [8400] <sup>(注2)</sup>	105 23 135	1

◆1個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路デュアルMR290付(RT200)1個 730-850	
商品コードNo.	052 01 314	リファレンスNo. RT200(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1)(注2)いずれか1点を選んでください

