

8400STi 呼吸回路セット [再使用型]



加湿器の種類: F&P社 410型

ホースヒーター: 無し

名称		呼吸回路(スムーズポア)[8400/410]			
商品コードNo.	105 23 020	リファレンスNo.			
最小販売個数	1				
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります				
構成品内容	商品コードNo.	個数	別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
温度プローブコネクタ 22mm♂/15mm♀	044 01 012	1	ダブル回転コネクタ 10個 ^(注1)	001 04 520	1
エアウェイサーモメータ ディスポ	052 01 036	5	カップリングフィルタ[CV・B-2・3]	022 01 003	1
Yピースポート無 900MR126	052 01 209	1	IMIテストバッグR5(15mm)	035 09 042	1
ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	1	ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 ^(注1)	035 20 050	1
蛇管 22/22-40 (スムーズポア)	058 01 004	1	ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 ^(注1)	035 20 060	1
蛇管 22/22-90 (スムーズポア)	058 01 012	1	ホースアダプタ 22mm♂(加湿器) ^(注2)	044 01 013	1
蛇管 22/22-75 (スムーズポア)	058 01 014	1	チャンバ 40個 MR210 ^(注3)	052 01 152	1
呼吸弁ダイヤフラム 1個[8400・VIP]	105 21 121	1	チャンバ 40個 MR290 ^(注3)	052 01 166	1
呼吸弁ボディ [8400・VELA]	105 23 110	1	エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス(P/N04709)	105 21 042	1
			フローセンサ(圧トリガ)8400 ^(注4)	105 23 130	1
			フローセンサ(フロートリガ)[8400] ^(注4)	105 23 135	1

(注1)(注3)(注4)いずれか1点を選んでください
 (注2)チャンバMR210を使用の場合、必要となります

