

CV5000 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入

名称	成人ディスポ回路シングル 圧付(RT106)10個 730-850	
商品コードNo.	052 01 303	リファレンスNo. RT106
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ[CV・B-2・3]	022 01 003	1
呼吸弁アルファ[CV4000 α]	022 01 101	1
フローセンサ新型[CV5000]	022 18 160	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 01 003	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント 10cm(ダール)25個(注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント 15cm(ダール)25個(注1)	035 20 060	1
チャンバ 40個 MR210(注2)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290(注2)	052 01 166	1
温度/フロープローブ ディスポ回路用 MR850	052 01 234	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)850	052 01 282	1

◆1個入

名称	成人ディスポ回路シングル 圧付(RT106)1個 730-850	
商品コードNo.	052 01 313	リファレンスNo. RT106(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) いずれか1点を選んでください

