

CV5000 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 410型

ホースヒーター: 無し

◆10個入(ネブライザ無し)

名称	ディスポ呼吸回路410 圧付(CV/B1000/6400) 10個	
商品コードNo.	077 01 030	リファレンスNo. 50424600
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ[CV・B-2・3]	022 01 003	1
呼吸弁アルファ[CV4000A]	022 01 101	1
フローセンサ新型[CV5000]	022 18 160	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
エアウェイサーモメータ ディスポ	052 01 036	1
チャンバ 40個 MR210 ^(注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 ^(注1)	052 01 166	1

◆10個入(ネブライザ有り)

名称	ディスポ呼吸回路410 ネブライザ/圧付 10個 ^(注2)	
商品コードNo.	077 01 020	リファレンスNo. 50422100
最小販売個数	10	
注	左記ディスポ呼吸回路410圧付(CV/B1000/6400)10個と同じです	

(注1)いずれか1点を選んでください

(注2)ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付/圧付10個には、ネブライザキットディスポ10個が含まれます

