

加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: デュアルタイプ

◆10個入

名称	成人ディスポ回路デュアル 圧付(RT104)10個 730・850		
商品コードNo.	052 01 301	リファレンスNo.	RT104
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です		
<b>ご注意</b>			
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>	
カップリングフィルタ[CV-B-2・3]	022 01 003	1	
呼吸弁アルファ[CV4000A]	022 01 101	1	
フローセンサ新型 [CV5000]	022 18 160	1	
IMIテストバッグ R5 (15mm)	035 01 003	1	
ダブルシーベル・カテータルマウント 10cm(ダール)25個(注1)	035 20 050	1	
ダブルシーベル・カテータルマウント 15cm(ダール)25個(注1)	035 20 060	1	
チャンバ 40個 MR210(注2)	052 01 151	1	
チャンバ 40個 MR290(注2)	052 01 166	1	
温度プローブ(ライトアングル)1.5m回路用 MR730	052 01 235	1	
ヒータワイヤアダプタ デュアル(RTシリーズ用)730	052 01 279	1	

◆1個入

名称	成人ディスポ回路デュアル 圧付(RT104)1個 730・850		
商品コードNo.	052 01 311	リファレンスNo.	RT104(1/10)
最小販売個数	1		
注	左記10個タイプに同じです		

(注1) いずれか1点を選んでください  
(注2) いずれか1点を選んでください

