

加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: デュアルタイプ

◆10個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路デュアルMR290/圧付(RT204)10個 730・850	
商品コードNo.	052 01 307	リファレンスNo. RT204
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ[CV・B-2・3]	022 01 003	1
呼吸弁アルファ[CV4000A]	022 01 101	1
フローセンサ新型[CV5000]	022 18 160	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 01 003	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント 10cm(ダール)25個(注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント 15cm(ダール)25個(注1)	035 20 060	1
チャンバ 40個 MR210	052 01 151	1
温度プローブ(ライトアングル)1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒータワイヤアダプタ デュアル(RTシリーズ用)730	052 01 279	1

◆1個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路デュアルMR290/圧付(RT204)1個 730・850	
商品コードNo.	052 01 317	リファレンスNo. RT204(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1) いずれか1点を選んでください

