

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)10個 730・850		
商品コードNo. 052 01 271	リファレンスNo. RT125	
最小販売個数 10		
注	セットの構成品は下記一覧および図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要になります。	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
バクテリアフィルタ[CV・カブ750VS]	022 01 130	1
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ジョイント F22-10mm	035 21 040	1
チャンバ 40個 MR210 (注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注1)	052 01 166	1
温度/フロープローブ1.1m回路用 MR850	052 01 233	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用) 850	052 01 282	1
バクテリアフィルタ(回路) [カブ・BP200]	054 01 008	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベア-5]	054 01 086	1
呼気弁ボディ[VIP]	105 21 110	1
呼気弁ダイヤフラム 1個 [8400・VIP]	105 21 121	1
センサASSY(新生児) [パートナー]	105 27 140	1

(注1) いずれか1点を選んでください。

◆1個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)1個 730・850		
商品コードNo. 052 01 273	リファレンスNo. RT125(1/10)	
最小販売個数 1		
注	上記10個タイプと同じです	

