

加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)10個 730・850		
商品コードNo.	052 01 271	リファレンスNo. RT125
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
<b>ご注意</b>		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ジョイント F22-10mm	035 21 040	1
温度プローブ(ライトアングル) [F&P5・6・700]	052 01 042	1
チャンバ 40個 MR210 (注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注1)	052 01 166	1
ヒータワイヤ アダプタ シングル(RTシリーズ用) 730	052 01 280	1
バクテリアフィルタ(回路) [カブ・BP200]	054 01 008	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1
熱線式フローセンサ AVEA	109 21 130	1
呼吸フィルタ AVEA	109 21 080	1
ウォータートラップボトル AVEA	109 21 090	1
ウォータートラップ AVEA	109 21 100	1

◆1個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)1個 730・850		
商品コードNo.	052 01 273	リファレンスNo. RT125(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1) いずれか1点を選んでください

