

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)10個 730-850	
商品コードNo.	052 01 305	リファレンスNo. RT205
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルター [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5 (15mm)	035 09 042	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度/フロープローブ ディスポ回路用 MR850	052 01 234	1
ヒータワイヤ アダプタ シングル (RTシリーズ用) 850	052 01 282	1
呼吸フィルタ AVEA	109 21 080	1
ウォータートラップボトル AVEA	109 21 090	1
ウォータートラップ AVEA	109 21 100	1

◆1個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)1個 730-850	
商品コードNo.	052 01 315	リファレンスNo. RT205(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1) いずれか1点を選んでください

