

ベアー1000 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 410型

ホースヒーター: 無し

◆10個入

名称	ディスポ呼吸回路410 ネブライザ/圧付(CV/B1000/6400) 10個	
商品コードNo.	077 01 020	リファレンスNo. 50422100
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要になります。	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMI テストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
エアウェイサーモメータ ディスポ	052 01 036	1
チャンバ 40個 MR210 ^(注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 ^(注1)	052 01 166	1
ヒーターワイヤアダプタ デュアル(RTシリーズ用)850	052 01 281	1
バクテリアフィルタ(圧モニタ)[カブ・2・5]	054 01 019	1
VARFLEX フローセンサ [ベアー1000]	054 21 011	1
呼気弁 ASSY VF [ベアー1000]	054 22 062	1

(注1)いずれか1点を選んでください

名称	ディスポ呼吸回路410 圧付(CV/B1000/6400) 10個	
商品コードNo.	077 01 030	リファレンスNo. 50424600
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要になります。	
ご注意		
別途必要となるパーツ	上記と同じです	

