

ベアー1000 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入

名称	成人ディスポ回路シングル 圧付(RT106)10個 730・850	
商品コードNo.	052 01 303	リファレンスNo. RT106
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMI テストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
チャンバ 40個 MR210 (注1)	052 01 151	1
温度プローブ(ライトアングル)1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
チャンバ 40個 MR290 (注1)	052 01 166	1
ヒーターワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)730	052 01 280	1
バクテリアフィルタ(圧モニタ)[カブ・2・5]	054 01 019	1
VARFLEX フローセンサ [ベアー1000]	054 21 011	1
呼気弁 ASSY VF [ベアー1000]	054 22 062	1

(注1) いずれか1点を選んでください

◆1個入

名称	成人ディスポ回路シングル 圧付(RT106)1個 730・850	
商品コードNo.	052 01 313	リファレンスNo. RT106(1/10)
最小販売個数	1	
注	上記10個タイプに同じです	

