

# ベアー1000 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: デュアルタイプ

## ◆10個入

名称	成人ディスポ回路デュアル 圧付(RT104)10個 730・850	
商品コードNo.	052 01 301	リファレンスNo. RT104
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。	
<b>ご注意</b>		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV・B-2・3]	022 01 003	1
IMI テストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
チャンバ 40個 MR210 <sup>(注1)</sup>	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 <sup>(注1)</sup>	052 01 166	1
温度/フロープローブ ディスポ回路用 MR850	052 01 234	1
ヒーターワイヤアダプタ デュアル(RTシリーズ用)850	052 01 281	1
バクテリアフィルタ(圧モニタ)[カブ・2・5]	054 01 019	1
VARFLEX フローセンサ [ベアー1000]	054 21 011	1
呼吸弁 ASSY VF [ベアー1000]	054 22 062	1

(注1) いずれか1点を選んでください

## ◆1個入

名称	成人ディスポ回路デュアル 圧付(RT104)1個 730・850	
商品コードNo.	052 01 311	リファレンスNo. RT104(1/10)
最小販売個数	1	
注	上記10個タイプに同じです	

