

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

回路: タイゴンチューブ

呼吸回路(タイゴン)[ベアー1000/850]

①～⑭は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。

構成内容	商品コードNo.	個数
① タイゴンチューブ 3/8 ID 50cm	035 09 011	7
② ジョイント M15-10mm	035 21 010	4
③ ストレートコネクタ 10mm	035 21 030	2
④ ジョイント F22-10mm	035 21 040	1
⑤ ホースヒータASSY [F&P5・6・700]	052 01 034	1
⑥ 温度/フロープローブ 1.3m回路用 MR850	052 01 232	1
⑦ Tコネクタ 1個 [カブ・BP200]	054 01 040	1
⑧ コルゲートホース 1本 [カブ・BP200]	054 01 041	2
⑨ スリッジョイント 11mm/7mm 1個	054 01 050	1
⑩ ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	1
⑪ 圧モニタチューブ 1/4ID 1.5m [ベアー2・3・5]	054 02 019	1
⑫ テーパー蛇管(呼吸弁接続用)	054 05 022	1
⑬ 小児用温度プローブハウジング 1個入	054 05 034	1
⑭ 呼吸弁 ASSY VF [ベアー1000]	054 22 062	1

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
タイゴンチューブ 3/8 ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ジョイント M22-10mm (注1)	035 21 020	1
ジョイント F22-10mm	035 21 040	1
チャンバ 40個 MR210 (注2)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注2)	052 01 166	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(リユーズブル)850	052 01 285	1
バクテリアフィルタ(回路)[カブ・BP200]	054 01 008	1
バクテリアフィルタ(圧モニタ)[カブ・2・5]	054 01 019	1
50ccテストバッグ 小児 [カブ・ベアー5]	054 01 086	1
VARFLEX フローセンサ [ベアー1000]	054 21 011	1

(注1) チャンバMR210をご使用時に必要となります
(注2) いずれか1点を選んでください

小児用

