

加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: シングルタイプ


◆10個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)10個 730・850		
商品コードNo.	052 01 271	リファレンスNo. RT125
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。	
<b>ご注意</b>		
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>
バクテリアフィルタ[CV・カブ750VS]	022 01 130	1
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
温度プローブ(ライトアングル) [F&P5・6・700]	052 01 042	1
チャンバ 40個 MR210(注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290(注1)	052 01 166	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)730	052 01 280	1
バクテリアフィルタ(回路)[カブ・BP200]	054 01 008	1
ダイアフラム 1枚 [カブ]	054 01 056	1
50ccテストバッグ 小児 [カブ・ベアー5]	054 01 086	1
フローセンサ カブ750VS/PSV	054 01 320	1

(注1) いずれか1点を選んでください

◆1個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)1個 730・850		
商品コードNo.	052 01 273	リファレンスNo. RT125(1/10)
最小販売個数	1	
注	上記10個タイプに同じです	



加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)10個 730・850		
商品コードNo.	052 01 271	リファレンスNo. RT125
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。	
<b>ご注意</b>		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
細菌ろ過器[CV・カブ750VS]	022 01 130	1
タイコンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
チャンバ 40個 MR210 <sup>(注1)</sup>	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 <sup>(注1)</sup>	052 01 166	1
温度/フロープローブ1.1m回路用 MR850	052 01 233	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)850	052 01 282	1
細菌ろ過器(回路)[カブ・BP200]	054 01 008	1
ダイヤフラム 1枚 [カブ]	054 01 056	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1
フローセンサ カブ750VS/PSV	054 01 320	1

(注1) いずれか1点を選んでください

◆1個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)1個 730・850		
商品コードNo.	052 01 273	リファレンスNo. RT125(1/10)
最小販売個数	1	
注	上記10個タイプに同じです	

