

ベアーカブ750vs 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

◆10個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)10個 730・850		
商品コードNo.	052 01 271	リファレンスNo. RT125
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
バクテリアフィルタ[CV・カブ750VS]	022 01 130	1
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
チャンバ 40個 MR210 ^(注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 ^(注1)	052 01 166	1
温度/フロープローブ 1.1m回路用 MR850	052 01 233	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(RTシリーズ用)850	052 01 282	1
バクテリアフィルタ(回路)[カブ・BP200]	054 01 008	1
ダイアフラム 1枚[カブ]	054 01 056	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1
フローセンサ カブ750VS/PSV	054 01 320	1
タイゴンチューブ 1/8ID 1.5m(呼吸弁/圧)	054 02 024	1

(注1) いずれか1点を選んでください

◆1個入

名称 新生児ディスポ回路(RT125)1個 730・850		
商品コードNo.	052 01 273	リファレンスNo. RT125(1/10)
最小販売個数	1	
注	上記10個タイプに同じです	

