

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

回路: タイゴンチューブ

## 呼吸回路(タイゴン)[ベアーカブ750psv/850]

①~⑭は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。

構成品内容	商品コードNo.	個数
①タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	7
②ジョイント M15-10mm	035 21 010	3
③ストレートコネクタ 10mm	035 21 030	2
④ジョイント F22-10mm	035 21 040	1
⑤ホースヒータASSY [F&P5・6・700]	052 01 034	1
⑥温度/フロープローブ 1.3m回路用 MR850	052 01 232	1
⑦ダイアフラム 3枚[カブ]	054 01 017	1
⑧Tコネクタ 1個[カブ・BP200]	054 01 040	1
⑨コルゲートホース 1本[カブ・BP200]	054 01 041	2
⑩スリッジョイント 11mm/4mm 1個	054 01 046	1
⑪ウォータートラップリニューザブル	054 01 077	1
⑫フローセンサ カブ750VS/PSV	054 01 320	1
⑬タイゴンチューブ 1/8ID 1.5m(呼気弁/圧)	054 02 024	1
⑭小児用温度プローブハウジング 1個入	054 05 034	1

# 新生児用

### ご注意

#### 別途必要となるパーツ

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
バクテリアフィルタ[CV・カブ750VS]	022 01 130	1
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ジョイント M22-10mm (注1)	035 21 020	1
チャンバ 40個 MR210 (注2)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注2)	052 01 166	1
ヒータワイヤアダプタシングル(リニューザブル) 850	052 01 285	1
バクテリアフィルタ(回路)[カブ・BP200]	054 01 008	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1

(注1) チャンバMR210ご使用時に必要となります

(注2) いずれか1点を選んでください

