

LP10/LP6プラス 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 MR410

名称	呼吸回路ディスポ小児用1セット マリンクロット	
価格	4,120円	
商品コードNo.	049 04 615	リファレンスNo. Y-6464(1/10)
最小販売個数	1	
注	セットの構成は図の濃く着色した部分です。使用に当たっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細についてはアクセサリ(18ページ以降)を参照してください	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV・B-2・3] (注1)	022 01 003	1
バクテリアフィルタ 50個 [LP・VM-3・CPU-1] (注1)	049 04 144	1
チャンバ 40個 MR290	052 01 166	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709) (注2)	105 21 042	1

小児 410型仕様 MR290用

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) カップリングフィルタ使用時のみ必要となります

PEEPレベルをより安定させる時

PEEPレベルをより安定させたい時は、一方向弁(市販品)を図のようにバクテリアフィルタと蛇管の間に注意して入れてください。

