

加湿器の種類: 無し


名称	呼吸回路ディスポ1セット マリンクロット LP		
価格	2,500円		
商品コードNo.	049 04 590	リファレンスNo.	
最小販売個数	1		
注	セットの構成は下記一覧および図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細については、アクセサリ(18ページ以降)を参照してください		
<b>ご注意</b>			
<b>構成内容</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>	
カップリングフィルタ [CV・B-2・3] (注1)	022 01 003	1	
バクテリアフィルタ 50個 [LP・VM-3・CPU-1] (注1)	049 04 144	1	
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709) (注2)	105 21 042	1	

## 成人 人工鼻仕様

(注1) いずれか1点を選んでください

(注2) カップリングフィルタ使用時のみ必要となります

### 加温加湿器を使わないとき



### カップリングフィルタ使用時

