

LP10/LP6プラス 呼吸回路セット [再使用型]



加湿器の種類: F&P社 MR410

回路: スムースボア

成人 410型仕様

名称	呼吸回路[LP/F&P410]	
価格	62,700円	
商品コードNo.	049 04 142	リファレンスNo.
最小販売個数	1	
注	セットの構成品は下記一覧および図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細については、アクセサリ(18ページ以降)を参照してください	
構成品内容	商品コードNo.	個数
温度プローブコネクタ 22mm♂/15mm♀	044 01 012	1
ホースアダプタ 22mm♂(加湿器)	044 01 013	1
フレックスチューブ18cm[LP] (注1)	049 01 006	1
クリアチューブ2.5m(呼吸弁)[LP]	049 01 030	1
呼吸弁(新)LP	049 01 992	1
ブルーチューブ(気道内圧)(新)2.5m1本LP	049 01 995	1
エアウェイサーモメータ ディスポ	052 01 036	5
ホースクリップ22mm 3個入り	052 01 037	1
ウォータートラップ リユーズブル	054 01 077	1
蛇管 22/22-70(スムースボア)	058 01 007	2
蛇管 22/22-90(スムースボア)	058 01 012	1
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
ダブル回転コネクタ 10個	001 04 520	1
カップリングフィルタ[CV-B-2・3] (注2)	022 01 003	1
IMIテストバック R5(15mm)	035 09 042	1
バクテリアフィルタ 50個[LP・VM-3・CPU-1] (注2)	049 04 144	1
チャンバ40個 MR210 (注3)	052 01 151	1
チャンバ40個 MR290 (注3)	052 01 166	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス(P/N04709) (注4)	105 21 042	1

(注1)フレックスチューブ(C/N:049 01 006)の代わりに、テーパ蛇管(C/N:054 05 022)またはフレックスチューブP/N246(C/N:105 27 820)が使用可能です。詳細はアクセサリ(18ページ以降)を参照してください
 (注2) いずれか1点を選んでください
 (注3) いずれか1点を選んでください
 (注4) カップリングフィルタ使用時のみ必要となります

