

加湿器の種類: 無し

回路: フレックスチューブ

名称	呼吸回路(人工鼻用)[LP]	
価格	42,200円	
商品コードNo.	049 04 141	リファレンスNo.
最小販売個数	1	
注	セットの構成は下記一覧および図(濃く着色した部分)を参照してください。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります。個々のパーツの詳細については、アクセサリ(18ページ以降)を参照してください	
構成内容	商品コードNo.	個数
フレックスチューブ18cm[LP] (注1)	049 01 006	1
フレキシブルホース[新]150cm[LP] (注2)	049 01 991	1
呼気弁[LP新]	049 01 992	1
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
ダブル回転コネクタ(10個入り)	001 04 520	1
カップリングフィルタ (注3)	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5	035 09 042	1
バクテリアフィルタ (注3)	049 04 144	1
HMEF1000(50個)	083 02 065	1
エルボコネクタ (注4)	105 21 042	1

成人 人工鼻仕様

販売終了

(注1)フレックスチューブ(C/N:049 01 006)の代わりに、
テーパ蛇管(C/N:054 05 022)またはフレックスチューブ
P/N246(C/N:105 27 820)が使用可能です。詳細は
アクセサリ(18ページ以降)を参照してください

(注2)クリアーチューブ・ブルーチューブ付き

(注3) いずれか1点を選んでください

(注4) カップリングフィルタ使用時のみ必要となります

