


名称	ディスポ呼吸回路410(Tバード/8400) 10個	
商品コードNo.	077 01 010	リファレンスNo. 50421900
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV-B-2-3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
エアウェイサーモメータディスポ	052 01 036	1
チャンバ 40個 MR210 (注1)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注1)	052 01 166	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイヤフラム 1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイヤフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注4)	109 23 020	1



410型仕様

名称	ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400) 10個 (注5)	
商品コードNo.	077 01 040	リファレンスNo. 50423500
最小販売個数	10	
注	上記ディスポ呼吸回路 410(Tバード/8400)10個に同じです	

- (注1) いずれか1点を選んでください
- (注2) TYPE2以前にも、TYPE-Dにも使用できます
- (注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
- (注4) TYPE-D本体ではTYPE-D専用のこのダイヤフラムの使用をおすすめします
- (注5) ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400)10個には、ネブライザキットディスポ10個が含まれます



ファンフィルタ(大)
5枚入り VELA
109 42 120 (注)

エアフィルタ(ファン)
5枚入 Tバード
105 42 128 (注)

(注) 使用器に適合するタイプの
商品を選んでください

リアインレットフィルタ
105 42 053

45cm (3節)

チャンバ
40個 MR290
052 01 166

加温加湿器本体F6P410
(ケーブル3m) [カブ・1000]
052 01 137

ネブライザ付き回路
(077 01 040)の場合

ネブライザキット
ディスポ10個
077 03 010

ネブライザ
接続口へ

注:ネブライザキットの中に温度プローブ用のコネクタが含まれていますが、
この仕様では使いません

チャンバ
40個 MR210
052 01 151

ストレート
アダプタ

注:チャンバMR210を使う時は、
このアダプタが必要です。

エアウェイサーモメータ
ディスポ
052 01 036

IMIテストバッグ
R5(15mm)
035 09 042