

加湿器の種類: F&P社 410型

ホースヒーター: 無し

回路: スムースポア

## 名称 呼吸回路 小児(スムースポア) VIP/F&P410

商品コードNo. 105 21 037 リファレンスNo.

最小販売個数 1


注 セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要になります。

構成品内容	商品コードNo.	個数
エアウェイサーモメータ ディスポ	052 01 036	1
ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	2
タイゴンチューブ 1/8ID 1.5m(呼気弁/圧)	054 02 024	1
蛇管 22/22-45 15mm(スムースポア)	058 02 005	3
蛇管 22/22-100 15mm(スムースポア)	058 02 016	2
気道内圧ポートエルボ付(15mm,1/8)	105 21 053	1
Yピース 小児(温度ポート付)[VIP]	105 21 056	1
呼気弁ボディ [VIP]	105 21 110	1
呼気弁ダイヤフラム 1個 [8400・VIP]	105 21 121	1

### ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ[CV B-2・3]	022 01 003	1
バクテリアフィルタ[CV・カブ・750VS]	022 01 130	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ホースアダプタ22mm♂(加湿器) (注1)	044 01 013	1
チャンバ 40個 MR210 (注2)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注2)	052 01 166	1
50ccテストバッグ 小児[カブ・ベアー5]	054 01 086	1
エルボコネクタ22mmオス/22mmメス(P/N04709)	105 21 042	1
フローセンサ 新生児 VIP GOLD, STERLING	105 21 175	1

# 小児用



チャンバ  
40個 MR210  
052 01 151



ホースアダプタ  
22mm♂(加湿器)  
044 01 013

注:チャンバMR210ご使用時に、このアダプタが必要となります

(注1) チャンバMR210をご使用時に必要となります  
(注2) いずれか1点を選んでください

