


加湿器の種類: F&P社 730型

ホースヒーター: シングルタイプ

回路: スムースポア

## 小児用

名称 呼吸回路 小児(スムースポア) VIP/F&P730		
商品コードNo.	105 21 036	リファレンスNo.
最小販売個数	1	
注 セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要になります。		
構成品内容	商品コードNo.	個数
ホースヒータASSY [F&P5・6・700]	052 01 034	1
温度プローブ(ライトアングル) [F&P5・6・700]	052 01 042	1
ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	1
タイゴンチューブ 1/8ID 1.5m(呼吸弁/圧)	054 02 024	1
蛇管 22/22-45 15mm(スムースポア)	058 02 005	2
蛇管 22/22-100 15mm(スムースポア)	058 02 016	1
蛇管 22/22-130 15mm(スムースポア)	058 02 017	1
気道内圧ポートエルボ付(15mm,1/8)	105 21 053	1
Yピース 小児(温度ポート付)[VIP]	105 21 056	1
呼吸弁ボディ [VIP]	105 21 110	1
呼吸弁ダイヤフラム 1個[8400・VIP]	105 21 121	1
ご注意		
別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ[CV・B-2・3]	022 01 003	1
バクテリアフィルタ[CV・カブ・750VS]	022 01 130	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ホースアダプタ 22mm♂(加湿器) (注1)	044 01 013	1
チャンバ 40個 MR210 (注2)	052 01 151	1
スマートテクノロジー付 ヒータワイヤアダプタ[730]	052 01 152	1
チャンバ 40個 MR290 (注2)	052 01 166	1
50ccテストバッグ 小児 [カブ・ベアー5]	054 01 086	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
フローセンサ 新生児 VIP GOLD, STERLING	105 21 175	1



チャンバ  
40個 MR210  
052 01 151



ホースアダプタ  
22mm♂(加湿器)  
044 01 013

注: チャンバMR210ご使用時に、  
このアダプタが必要となります

(注1) チャンバMR210ご使用時に必要となります  
(注2) いずれか1点を選んでください

