

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

回路: スムースポア

小児用呼吸回路(スムースポア) [VIPバード/850]

①～⑪は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。


構成品内容	商品コードNo.	個数
① ホースヒータASSY [F&P5・6・700]	052 01 034	1
② 温度/フロープローブ 1.3m 回路用 MR850	052 01 232	1
③ ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	1
④ タイゴンチューブ 1/8ID 1.5m (呼吸弁/圧)	054 02 024	1
⑤ 蛇管 22/22-45 15mm (スムースポア)	058 02 005	2
⑥ 蛇管 22/22-100 15mm (スムースポア)	058 02 016	1
⑦ 蛇管 22/22-130 15mm (スムースポア)	058 02 017	1
⑧ 気道内圧ポートエルボ付 (15mm, 1/8)	105 21 053	1
⑨ Yピース 小児 (温度ポート付) [VIP]	105 21 056	1
⑩ 呼吸弁ボディ [VIP]	105 21 110	1
⑪ 呼吸弁ダイヤフラム 1個 [8400・VIP]	105 21 121	1

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリングフィルタ [CV・B-2・3]	022 01 003	1
バクテリアフィルタ [CV・カブ・750VS]	022 01 130	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ホースアダプタ 22mm♂ (加湿器) (注2)	044 01 013	1
チャンバ 40個 MR210 (注3)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注3)	052 01 166	1
ヒータワイヤアダプタ シングル (リニューザブル) 850	052 01 285	1
50ccテストバッグ 小児 [カブ・ベア-5]	054 01 086	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
フローセンサ 新生児 VIP GOLD, STERLING	105 21 170	1

(注1) チャンバMR290ご使用時に必要となります

(注2) いずれか1点を選んでください




チャンバ
40個 MR210
052 01 151



ホースアダプタ
22mm♂ (加湿器)
044 01 013

注: チャンバMR210ご使用時に、このアダプタが必要となります



小児用