

加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

回路: タイゴンチューブ

## 新生児用呼吸回路(タイゴン) [VIPバード/850]


①～⑮は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要です。

構成品内容	商品コードNo.	個数
① タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	4
② ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
③ ジョイント F22-10mm	035 21 040	1
④ ホースヒータASSY [F&P5・6・700]	052 01 034	1
⑤ 温度/フロープローブ1.3m回路用 MR850	052 01 232	1
⑥ ウォータートラップ リューザブル	054 01 077	1
⑦ タイゴンチューブ 1/8ID 1.5m (呼吸弁/圧)	054 02 024	1
⑧ 小児用温度プローブハウジング 1個入	054 05 034	1
⑨ Yピース 15mm ID (パラレル) [VIP]	105 21 044	1
⑩ 気道内圧ポートエルボ付 (15mm, 1/8)	105 21 053	1
⑪ 呼吸弁ボディ [VIP]	105 21 110	1
⑫ 呼吸弁ダイヤフラム 1個[8400・VIP]	105 21 121	1
⑬ チューブ 100cm (15mmオス/15mmオス) [VIP]	105 21 142	1
⑭ チューブ 50cm (15mmオス/22mmメス) [VIP]	105 21 143	1
⑮ チューブ 45cm (15mmオス/15mmオス) [VIP]	105 21 144	1

### ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
バクテリアフィルタ [CV・カブ・750VS]	022 01 130	1
タイゴンチューブ 3/8ID 50cm	035 09 011	1
ジョイント M15-10mm	035 21 010	1
ジョイント M22-10mm (注1)	035 21 020	1
ジョイント F22-10mm (注2)	035 21 040	1
チャンバ 40個 MR210 (注3)	052 01 151	1
チャンバ 40個 MR290 (注3)	052 01 166	1
ヒータワイヤアダプタ シングル(リューザブル) 850	052 01 285	1
バクテリアフィルタ(回路) [カブ・BP200]	054 01 008	1
50ccテストバッグ 小児 [カブ・ベアー5]	054 01 086	1
フローセンサ 新生児 VIP GOLD, STERLING	105 21 170	1

(注1) チャンバMR210ご使用時に必要となります  
 (注2) チャンバMR290ご使用時に必要となります  
 (注3) いずれか1点を選んでください




チャンバ  
40個 MR210  
052 01 151



ジョイント  
M22-10mm  
035 21 020

\* チャンバMR210ご使用時に  
ジョイント M22-10mmが必要  
となります



# 新生児用